

FERRO®

NOWOŚĆ

TIGA MEDICO


Odpowiedzialny
wybór

BTGM2AVL bateria umywalkowa stojąca



W toaletach z dostępem publicznym warto skorzystać z rozwiązań, które oprócz oszczędności zużycia wody gwarantują bezpieczeństwo użytkownikom i wybrać nowe modele z uchwytnymi medycznymi z linii Tiga.

 /grupaferro

 /baterieFERRO

 /ferro_group_official



Bezpieczeństwo i sterylność



TIGA MEDICO



Bateria umywalkowa stojąca

perlator FerroAirMix
click-clack G5/4
Ferro Easy Clean System
chrom



Bateria umywalkowa stojąca

obrotowa wylewka
perlator FerroAirMix
Ferro Easy Clean System
chrom


BTGM2

BTGM2AVL

Uchwyt specjalistyczny


Bezpieczna regulacja

W sposób wygodny i bezpieczny regulujemy temperaturę i wypływ za pomocą łokcia lub nadgarstka, a dłonie nie mają styczności z powierzchnią armatury.



Ergonomia uchwytu

Dzięki długości i budowie uchwytu korzystanie z baterii jest łatwiejsze również dla osób z ograniczoną sprawnością dłoni.



Zalet uchwytu zwanego medycznym lub łokciowym jest wiele, od tych związanych z bezpieczeństwem higienicznym do tych związanych z jego budową i funkcjonalnością w obsłudze.